

Celule EBC-1 | 305539

Informații generale

Description

EBC-1 este o linie celulară de carcinom pulmonar uman cu celule scuamoase, remarcată în primul rând pentru relevanța sa în studiul mecanismelor legate de cancerul pulmonar, în special carcinomul pulmonar cu celule non-small (NSCLC). Această linie celulară se caracterizează prin amplificarea genei MET, care a fost implicată în căile de semnalizare oncogenă care determină creșterea tumorală și rezistența la tratament. Activarea tirozin kinazei receptorului MET, indusă de obicei de factorul de creștere a hepatocitului (HGF), joacă un rol semnificativ în proliferarea, supraviețuirea și metastazarea acestor celule. Aberațiile în semnalizarea MET sunt esențiale în profilul tumoral agresiv al EBC-1, făcându-l un model esențial pentru studierea terapilor țintite care vizează inhibarea MET.

Cercetările care utilizează celulele EBC-1 au explorat diverse mecanisme de rezistență la inhibitorii MET, precum crizotinib. Linia celulară a demonstrat o rezistență dobândită prin intermediul căilor care implică creșterea PAI-1 și tranziția epitelială la mezenchimală (EMT), contribuind la provocările terapeutice. În plus, s-a demonstrat că butiratul de sodiu modulează expresia genelor în celulele EBC-1, indicând utilitatea potențială a inhibitorilor de histone deacetilază în afectarea transcripției genelor. Aceste constatări subliniază importanța EBC-1 atât în cercetarea rezistenței terapeutice, cât și în dezvoltarea de noi strategii de tratament pentru cancerule pulmonare amplificate MET.

Organism

Om

Tissue

Plămân

Disease

Carcinom cu celule scuamoase

Metastatic site

Piele

Synonyms

EBC-1/original, EBC1

Caracteristici

Age

69 de ani

Gender

Masculin

Ethnicity

Taiwaneză

Growth properties

Aderent

Date de reglementare

Celule EBC-1 | 305539

Citation EBC-1 (număr de catalog Cytion 305539)

Biosafety level 1

NCBI_TaxID 9606

CellosaurusAccession CVCL_2891

Date biomoleculare

Mutational profile Mutație: DDR2, p.Thr681Ile (c.2042C>T), heterozigotă; Mutație: EGFR, p.Leu858Arg (c.2573T>G), heterozigotă; Mutație: TP53, p.Glu171Ter (c.511G>T), homozigotă

Manipulare

Culture Medium EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamină, w: 2,2 g/L NaHCO₃, w: EBSS (număr articol Cytion 820100a)

Supplements Suplimentați mediul cu 10% FBS și 1% NEAA

Dissociation Reagent Accutase

Subculturing Îndepărtați mediul vechi de pe celulele aderente și spălați-le cu PBS care nu conține calciu și magneziu. Pentru flacoanele T25, se utilizează 3-5 ml de PBS, iar pentru flacoanele T75, 5-10 ml. Apoi, se acoperă celulele complet cu Accutase, folosind 1-2 ml pentru flacoanele T25 și 2,5 ml pentru flacoanele T75. Lăsați celulele la incubare la temperatura camerei timp de 8-10 minute pentru a le detașa. După incubare, amestecați ușor celulele cu 10 ml de mediu pentru a le resuspenda, apoi centrifugați la 300xg timp de 3 minute. Aruncați supernatantul, resuspendați celulele în mediu proaspăt și transferați-le în flacoane noi care conțin deja mediu proaspăt.

Freeze medium Ca mediu de crioconservare, folosim mediu de creștere complet (inclusiv FBS) + 10% DMSO pentru o viabilitate adecvată după dezghețare sau CM-1 (număr de catalog Cytion 800100), care include osmoprotectanți optimizați și stabilizatori metabolici pentru a spori recuperarea și a reduce stresul indus de criogenie.

Celule EBC-1 | 305539

Thawing and Culturing Cells

1. Confirmați că flaconul rămâne profund înghețat la livrare, deoarece celulele sunt expediate pe gheață carbonică pentru a menține temperaturi optime în timpul transportului.
2. La primire, fie depozitați crioviola imediat la temperaturi sub -150 °C pentru a asigura păstrarea integrității celulare, fie treceți la etapa 3 dacă este necesară cultivarea imediată.
3. Pentru cultivarea imediată, dezghețați rapid flaconul prin scufundarea acestuia într-o baie de apă la 37 °C cu apă curată și un agent antimicrobian, agitându-l ușor timp de 40-60 de secunde până când rămâne o mică aglomerare de gheață.
4. Se efectuează toate etapele ulterioare în condiții sterile, într-o hotă cu flux, dezinfectând crioviola cu etanol 70% înainte de deschidere.
5. Se deschide cu grijă flaconul dezinfectat și se transferă suspensia celulară într-un tub de centrifugare de 15 ml care conține 8 ml de mediu de cultură la temperatura camerei, amestecând ușor.
6. Se centrifughează amestecul la 300 x g timp de 3 minute pentru a separa celulele și se aruncă cu grijă supernatantul care conține mediul de congelare rezidual.
7. Se resuspendă ușor peletul celular în 10 ml de mediu de cultură proaspăt. Pentru celulele aderente, împărțiți suspensia între două flacoane de cultură T25; pentru culturile în suspensie, transferați tot mediul într-un flacon T25 pentru a promova interacțiunea și creșterea celulară eficientă.
8. Respectați protocoalele de subcultură stabilite pentru creșterea și menținerea continuă a liniei celulare, asigurând rezultate experimentale fiabile.

Incubation Atmosphere

37°C, 5% CO_2 , atmosferă umidificată.

Flask Coating

Pentru atașare optimă și viabilitate după decongelare, vă recomandăm să utilizați **flacoane sau plăci acoperite cu colagen**.

Freezing Procedure

Liniile celulare crioconservate sunt expediate pe gheață carbonică în ambalaje izolate, validate, cu suficient agent frigorific pentru a menține aproximativ -78 °C pe toată durata transportului. La primire, se inspectează imediat recipientul și se transferă fără întârziere fiolele în depozitul corespunzător.

Celule EBC-1 | 305539

Shipping Conditions

Liniiile celulare crioconservate sunt expediate pe gheață carbonică în ambalaje izolate, validate, cu suficient agent frigorific pentru a menține aproximativ -78 °C pe toată durata transportului. La primire, se inspectează imediat recipientul și se transferă fără întârziere fiolele în depozitul corespunzător.

Storage Conditions

Pentru conservarea pe termen lung, flacoanele se plasează în azot lichid în fază de vapori la o temperatură cuprinsă între -150 și -196 °C. Păstrarea la -80 °C este acceptabilă doar ca o scurtă etapă intermediară înainte de transferul în azot lichid.

Controlul calității / Profil genetic / HLA

Sterility

Contaminarea cu micoplasmă este exclusă utilizând atât teste bazate pe PCR, cât și metode de detectare a micoplasmei bazate pe luminescență.

Pentru a se asigura că nu există contaminare bacteriană, fungică sau de drojdie, culturile celulare sunt supuse unor inspecții vizuale zilnice.