

Celule UM-SCC-128 | 305726

Informații generale

Description

UM-SCC-128 este o linie celulară umană de HNSCC din panoul UM-SCC al Universității din Michigan, care se dezvoltă sub formă de monostrat aderent cu morfologie de tip epitelial. Aceasta face parte din seria UM-SCC cu numere mai mari și oferă un model pentru studii preclinice comparative privind HNSCC.

Se poate utiliza în cercetarea HNSCC, în studiile privind sensibilitatea și rezistența la medicamente, în studiile privind răspunsul la radiații și în experimentele comparative cu panoul multilinie UM-SCC. Este adecvată pentru screeningul farmacologic și pentru modelele de xenogrefă.

Organism

Om

Tissue

Cap și gât, cavitatea bucală

Disease

Carcinom cu celule scuamoase la nivelul capului și gâtului (HNSCC)

Metastatic site

Localizarea tumorii primare (cap și gât)

Applications

Cercetări privind HNSCC; sensibilitatea și rezistența la medicamente; răspunsul la radioterapie; studii ale grupului UM-SCC; modele de xenogrefă

Caracteristici

Age

Vârsta nespecificată

Gender

Sex nespecificat

Ethnicity

Etnie nespecificată

Morphology

De tip epitelial

Cell type

Celule epiteliale

Growth properties

Aderent

Date de reglementare

Citation

UM-SCC-128 (număr de catalog Cytion 305726)

Biosafety level

1

Celule UM-SCC-128 | 305726

NCBI_TaxID 9606**CellosaurusAccession** Nealocat**GMO Status** Fără modificări genetice; linie celulară HNSCC de tip sălbatic

Date biomoleculare

Manipulare

Culture Medium DMEM, w: 4,5 g/L glucoză, w: 4 mM L-glutamină, w: 3,7 g/L NaHCO₃, w: 1,0 mM piruvat de sodiu (număr articol Cytion 820300a)**Supplements** Adăugați în mediu 10% FBS și 1% aminoacizi neesențiali (NEAA)**Dissociation Reagent** Accutase**Doubling time** aproximativ 24–48 de ore**Subculturing** Se îndepărtează mediul, se spală cu PBS fără calciu și magneziu, se acoperă cu Accutase, se incubează 8–10 minute la temperatura camerei, se resuspende în mediu, se centrifughează la 300×g timp de 3 minute, se elimină supernatantul, se resemănează în mediu proaspăt.**Split ratio** de la 1 la 5**Seeding density** 1 până la 3×10^4 celule/cm²**Fluid renewal** La fiecare 2 sau 3 zile**Freeze medium** Ca mediu de crioconservare, folosim mediu de creștere complet + 10% DMSO pentru o viabilitate adecvată după dezghețare.

Celule UM-SCC-128 | 305726

Thawing and Culturing Cells

1. Confirmați că flaconul rămâne profund înghețat la livrare, deoarece celulele sunt expediate pe gheață carbonică pentru a menține temperaturi optime în timpul transportului.
2. La primire, fie depozitați crioviola imediat la temperaturi sub -150 °C pentru a asigura păstrarea integrității celulare, fie treceți la etapa 3 dacă este necesară cultivarea imediată.
3. Pentru cultivarea imediată, dezghețați rapid flaconul prin scufundarea acestuia într-o baie de apă la 37 °C cu apă curată și un agent antimicrobian, agitându-l ușor timp de 40-60 de secunde până când rămâne o mică aglomerare de gheață.
4. Se efectuează toate etapele ulterioare în condiții sterile, într-o hotă cu flux, dezinfectând crioviola cu etanol 70% înainte de deschidere.
5. Se deschide cu grijă flaconul dezinfectat și se transferă suspensia celulară într-un tub de centrifugare de 15 ml care conține 8 ml de mediu de cultură la temperatura camerei, amestecând ușor.
6. Se centrifughează amestecul la 200 x g timp de 5 minute, se aruncă cu grijă supernatantul care conține mediul de congelare.
7. Se urmează procedura descrisă la secțiunea Recuperare după decongelare

Incubation Atmosphere

37°C, 5% CO_2 , atmosferă umidificată.

Shipping Conditions

Liniile celulare crioconservate sunt expediate pe gheață carbonică în ambalaje izolate, validate, cu suficient agent frigorific pentru a menține aproximativ -78 °C pe toată durata transportului. La primire, se inspectează imediat recipientul și se transferă fără întârziere fiolele în depozitul corespunzător.

Storage Conditions

Pentru conservarea pe termen lung, flacoanele se plasează în azot lichid în fază de vapori la o temperatură cuprinsă între -150 și -196 °C. Păstrarea la -80 °C este acceptabilă doar ca o scurtă etapă intermediară înainte de transferul în azot lichid.

Controlul calității și analiza moleculară