

FBS, ser fetal bovin, proveniență SA, 500 ml | 831109

Provenind din surse bovine din America de Sud, acest ser fetal bovin (FBS) filtrat steril asigură performanțe constante în culturile celulare. Înainte de punerea pe piață, fiecare lot este testat pentru sterilitate, micoplasmă și virusuri bovine. În plus, fiecare lot este evaluat pentru a se verifica capacitatea sa de a susține creșterea celulelor HEK293 și CHO. Serul este disponibil în volume de 50 mL și 500 mL, iar la cerere se poate furniza un certificat de analiză (CoA) specific lotului.

Specificații tehnice

Aspect	Lichid limpede, de culoare chihlimbar
Depozitare și termen de valabilitate	A se păstra la $\leq -15^{\circ}\text{C}$. A se evita ciclurile repetate de îngheț-dezgheț. Se recomandă prepararea de alicote. Odată deschis, a se păstra la 4°C și a se utiliza în termen de 4-6 săptămâni.
Condiții de transport	Congelat (gheață carbonică)
Decongelare	Peste noapte, la temperaturi cuprinse între $+2^{\circ}\text{C}$ și $+8^{\circ}\text{C}$. Agitați ușor pentru a omogeniza.