

FBS, ser fetal bovin, proveniență SUA, 50 ml | 831108

Provenind din Statele Unite, acest ser fetal bovin (FBS) filtrat steril oferă o bază consistentă pentru aplicațiile de cultură celulară. Fiecare lot este supus unui control de calitate pentru a verifica sterilitatea, prezența micoplasmelor și a virusurilor bovine. În plus, fiecare lot este validat biologic pentru a confirma capacitatea sa de a susține creșterea liniilor celulare CHO și HEK293. Serul este ambalat în volume de 50 mL și 500 mL. Certificatele de analiză (CoA) specifice fiecărui lot sunt disponibile la cerere.

Specificații ale produsului

Aspect	Lichid limpede, de culoare chihlimbar
Depozitare și termen de valabilitate	A se păstra la $\leq -15^{\circ}\text{C}$. A se evita ciclurile repetate de îngheț-decongelare. Se recomandă prepararea de alicote. Odată deschis, a se păstra la 4°C și a se utiliza în termen de 4-6 săptămâni.
Condiții de transport	Congelat (gheață carbonică)
Decongelare	Peste noapte, la temperaturi cuprinse între $+2^{\circ}\text{C}$ și $+8^{\circ}\text{C}$. Agitați ușor pentru a omogeniza.