

Celule MMQ | 300498

Informații generale

Description

Linia celulară MMQ este o linie celulară clonală, secretoare de prolactină, derivată din tumoarea hipofizară de șobolan 7315a. Aceasta secretă exclusiv prolactină și exprimă receptori funcționali de dopamină, în special de subtip D2. Dopamina inhibă eliberarea de prolactină (PRL) prin reducerea nivelului de AMP ciclic intracelular (AMPC) și a absorbției de calciu, după cum s-a demonstrat în diverse experimente. Această inhibiție este inversată de haloperidol și toxina pertussis, confirmând rolul proteinelor de legare a GTP în acțiunea dopaminei. De asemenea, celulele MMQ răspund la somatostatina (SRIF) și la polipeptida intestinală vasoactivă (VIP), dar nu la TRH, angiotensina II sau neurotensina.

Celulele MMQ proliferază rapid, dublându-se în mai puțin de 24 de ore în condiții optime. Atunci când sunt transplantate la șobolani, celulele MMQ formează tumori care cresc nivelul seric de prolactină fără a modifica alți hormoni, cum ar fi ACTH. Această linie celulară este un model important pentru studiul reglării prolactinei, în special în ceea ce privește dopamina și mecanismele sale inhibitoare asupra secreției de prolactină.

Organism

Șobolan

Tissue

Creierul

Disease

Neoplasm al glandei pituitare la șobolan

Applications

cultură celulară 3D

Caracteristici

Age

5 zile

Gender

Nespecificat

Morphology

Celule sferoidale

Growth properties

Cluster în suspensie

Date de reglementare

Citation

MMQ (număr de catalog Cytion 300498)

Biosafety level

1

NCBI_TaxID

10116

Celule MMQ | 300498

CellosaurusAccession CVCL_2117

Date biomoleculare

Receptors expressed

Dopamina

Viruses

SMRV-

Products

Prolactină

Karyotype

Cariotip hiperdiploid la șobolan cu 6% poliploidie - 49-522n> - nivel ridicat de rupturi spontane

Manipulare

Culture MediumRPMI 1640, cu: 2,0 mM glutamină stabilă, cu: 2,0 g/L NaHCO₃ (număr articol Cytion 820700a)**Supplements**

Suplimentați mediul cu 7,5% ser de cal, 2,5% FBS inactivat termic

SubculturingMențineți culturile adăugând sau înlocuind periodic mediul. Inițiazăți culturile cu o densitate de 5×10^5 celule/ml și mențineți concentrația celulară în intervalul 3×10^5 până la 1×10^6 celule/ml pentru o creștere optimă.**Seeding density** $> 2 \times 10^5$ celule/ml**Freeze medium**

Ca mediu de crioconservare, folosim mediu de creștere complet (inclusiv FBS) + 10% DMSO pentru o viabilitate adecvată după dezghețare sau CM-1 (număr de catalog Cytion 800100), care include osmoprotectanți optimizați și stabilizatori metabolici pentru a spori recuperarea și a reduce stresul indus de criogenie.

Celule MMQ | 300498

Thawing and Culturing Cells

1. Confirmați că flaconul rămâne profund înghețat la livrare, deoarece celulele sunt expediate pe gheață carbonică pentru a menține temperaturi optime în timpul transportului.
2. La primire, fie depozitați crioviola imediat la temperaturi sub -150 °C pentru a asigura păstrarea integrității celulare, fie treceți la etapa 3 dacă este necesară cultivarea imediată.
3. Pentru cultivarea imediată, dezghețați rapid flaconul prin scufundarea acestuia într-o baie de apă la 37 °C cu apă curată și un agent antimicrobian, agitându-l ușor timp de 40-60 de secunde până când rămâne o mică aglomerare de gheață.
4. Se efectuează toate etapele ulterioare în condiții sterile, într-o hotă cu flux, dezinfectând crioviola cu etanol 70% înainte de deschidere.
5. Se deschide cu grijă flaconul dezinfectat și se transferă suspensia celulară într-un tub de centrifugare de 15 ml care conține 8 ml de mediu de cultură la temperatura camerei, amestecând ușor.
6. Se centrifughează amestecul la 300 x g timp de 3 minute pentru a separa celulele și se aruncă cu grijă supernatantul care conține mediul de congelare rezidual.
7. Se resuspendă ușor peletul celular în 10 ml de mediu de cultură proaspăt. Pentru celulele aderente, împărțiți suspensia între două flacoane de cultură T25; pentru culturile în suspensie, transferați tot mediul într-un flacon T25 pentru a promova interacțiunea și creșterea celulară eficientă.
8. Respectați protocoalele de subcultură stabilite pentru creșterea și menținerea continuă a liniei celulare, asigurând rezultate experimentale fiabile.

Incubation Atmosphere

37°C, 5% CO_2 , atmosferă umidificată.

Flask Coating

Niciuna

Freezing Procedure

Liniile celulare crioconservate sunt expediate pe gheață carbonică în ambalaje izolate, validate, cu suficient agent frigorific pentru a menține aproximativ -78 °C pe toată durata transportului. La primire, se inspectează imediat recipientul și se transferă fără întârziere fiolele în depozitul corespunzător.

Shipping Conditions

Liniile celulare crioconservate sunt expediate pe gheață carbonică în ambalaje izolate, validate, cu suficient agent frigorific pentru a menține aproximativ -78 °C pe toată durata transportului. La primire, se inspectează imediat recipientul și se transferă fără întârziere fiolele în depozitul corespunzător.

Celule MMQ | 300498

Storage Conditions

Pentru conservarea pe termen lung, flacoanele se plasează în azot lichid în fază de vapori la o temperatură cuprinsă între -150 și -196 °C. Păstrarea la -80 °C este acceptabilă doar ca o scurtă etapă intermediară înainte de transferul în azot lichid.

Controlul calității / Profil genetic / HLA

Sterility

Contaminarea cu micoplasmă este exclusă utilizând atât teste bazate pe PCR, cât și metode de detectare a micoplasmei bazate pe luminescență.

Pentru a se asigura că nu există contaminare bacteriană, fungică sau de drojdie, culturile celulare sunt supuse unor inspecții vizuale zilnice.