

Celule HCC78 | 302156

Informații generale

Description

HCC78 este o linie celulară derivată dintr-o tumoare primară de adenocarcinom pulmonar, în special un subtip cunoscut sub numele de carcinom bronhioloalveolar mucinos. Această linie celulară a fost stabilită de la un pacient adult de sex masculin. Celulele HCC78 se remarcă în special prin prezența unei rearanjări cromozomiale unice care implică genele ROS1 și SLC34A2, ceea ce duce la apariția proteinei de fuziune SLC34A2-ROS1. Această proteină de fuziune a fost implicată în căile de semnalizare oncogenă, făcând din HCC78 un model valoros pentru studierea mecanismelor moleculare ale cancerelor pulmonare pozitive la fuziunea ROS1 și pentru testarea terapilor țintite împotriva ROS1.

În contexte de cercetare, HCC78 a fost utilizat pe scară largă pentru a explora eficacitatea și mecanismul de acțiune al inhibitorilor ROS1. Aceste studii au demonstrat utilitatea liniei celulare în evaluările preclinice ale sensibilității la medicamente, ale mecanismelor de rezistență și ale căilor celulare afectate de activitatea ROS1. Linia celulară crește aderent și prezintă o morfologie de tip epitelial, caracteristică tumorilor bronhioloalveolare. Caracteristicile genetice și fenotipice ale HCC78 fac din aceasta un instrument esențial pentru cercetarea cancerului pulmonar, în special pentru investigațiile axate pe terapiile țintite și medicina personalizată în tratamentul cancerelor ROS1- pozitive.

Organism

Om

Tissue

Efuziune pleurală

Disease

Adenocarcinom

Synonyms

HCC-78, HCC0078, Hamon Cancer Center 78

Caracteristici

Age

65 de ani

Gender

Masculin

Ethnicity

Europeană

Growth properties

Monostrat, aderent

Date de reglementare

Citation

HCC78 (număr de catalog Cytion 302156)

Biosafety level

1

Celule HCC78 | 302156

NCBI_TaxID 9606**CellosaurusAccession** CVCL_2061**Date biomoleculare****Manipulare****Culture Medium** RPMI 1640, cu: 2,0 mM glutamină stabilă, cu: 2,0 g/L NaHCO₃ (număr articol Cytion 820700a)**Supplements** Suplimentați mediul cu 10% FBS**Dissociation Reagent** Accutase**Subculturing** Îndepărtați mediul vechi de pe celulele aderente și spălați-le cu PBS care nu conține calciu și magneziu. Pentru flacoanele T25, se utilizează 3-5 ml de PBS, iar pentru flacoanele T75, 5-10 ml. Apoi, se acoperă celulele complet cu Accutase, folosind 1-2 ml pentru flacoanele T25 și 2,5 ml pentru flacoanele T75. Lăsați celulele la incubare la temperatura camerei timp de 8-10 minute pentru a le detașa. După incubare, amestecați ușor celulele cu 10 ml de mediu pentru a le resuspenda, apoi centrifugați la 300xg timp de 3 minute. Aruncați supernatantul, resuspendați celulele în mediu proaspăt și transferați-le în flacoane noi care conțin deja mediu proaspăt.**Freeze medium** Ca mediu de crioconservare, folosim mediu de creștere complet (inclusiv FBS) + 10% DMSO pentru o viabilitate adecvată după dezghețare sau CM-1 (număr de catalog Cytion 800100), care include osmoprotectanți optimizați și stabilizatori metabolici pentru a spori recuperarea și a reduce stresul indus de criogenie.

Celule HCC78 | 302156

Thawing and Culturing Cells

1. Confirmați că flaconul rămâne profund înghețat la livrare, deoarece celulele sunt expediate pe gheață carbonică pentru a menține temperaturi optime în timpul transportului.
2. La primire, fie depozitați crioviola imediat la temperaturi sub -150 °C pentru a asigura păstrarea integrității celulare, fie treceți la etapa 3 dacă este necesară cultivarea imediată.
3. Pentru cultivarea imediată, dezghețați rapid flaconul prin scufundarea acestuia într-o baie de apă la 37 °C cu apă curată și un agent antimicrobian, agitându-l ușor timp de 40-60 de secunde până când rămâne o mică aglomerare de gheață.
4. Se efectuează toate etapele ulterioare în condiții sterile, într-o hotă cu flux, dezinfectând crioviola cu etanol 70% înainte de deschidere.
5. Se deschide cu grijă flaconul dezinfectat și se transferă suspensia celulară într-un tub de centrifugare de 15 ml care conține 8 ml de mediu de cultură la temperatura camerei, amestecând ușor.
6. Se centrifughează amestecul la 300 x g timp de 3 minute pentru a separa celulele și se aruncă cu grijă supernatantul care conține mediul de congelare rezidual.
7. Se resuspendă ușor peletul celular în 10 ml de mediu de cultură proaspăt. Pentru celulele aderente, împărțiți suspensia între două flacoane de cultură T25; pentru culturile în suspensie, transferați tot mediul într-un flacon T25 pentru a promova interacțiunea și creșterea celulară eficientă.
8. Respectați protocoalele de subcultură stabilite pentru creșterea și menținerea continuă a liniei celulare, asigurând rezultate experimentale fiabile.

Incubation Atmosphere

37°C, 5% CO_2 , atmosferă umidificată.

Flask Coating

Pentru atașare optimă și viabilitate după decongelare, vă recomandăm să utilizați **flacoane sau plăci acoperite cu colagen**.

Freezing Procedure

Liniile celulare crioconservate sunt expediate pe gheață carbonică în ambalaje izolate, validate, cu suficient agent frigorific pentru a menține aproximativ -78 °C pe toată durata transportului. La primire, se inspectează imediat recipientul și se transferă fără întârziere fiolele în depozitul corespunzător.

Celule HCC78 | 302156

Shipping Conditions

Liniile celulare crioconservate sunt expediate pe gheață carbonică în ambalaje izolate, validate, cu suficient agent frigorific pentru a menține aproximativ -78 °C pe toată durata transportului. La primire, se inspectează imediat recipientul și se transferă fără întârziere fiolele în depozitul corespunzător.

Storage Conditions

Pentru conservarea pe termen lung, flacoanele se plasează în azot lichid în fază de vapori la o temperatură cuprinsă între -150 și -196 °C. Păstrarea la -80 °C este acceptabilă doar ca o scurtă etapă intermediară înainte de transferul în azot lichid.

Controlul calității / Profil genetic / HLA

Sterility

Contaminarea cu micoplasmă este exclusă utilizând atât teste bazate pe PCR, cât și metode de detectare a micoplasmei bazate pe luminescență.

Pentru a se asigura că nu există contaminare bacteriană, fungică sau de drojdie, culturile celulare sunt supuse unor inspecții vizuale zilnice.