

FBS, fetalt bovint serum, ursprung: USA, 50 ml | 831108

Detta sterilt filtrerade fetalt bovint serum (FBS), som härstammar från USA, utgör en stabil grund för cellodlingsapplikationer. Varje sats genomgår kvalitetskontroll avseende sterilitetsstatus, mykoplasma och bovina virus. Dessutom biologiskt valideras varje parti för att bekräfta dess förmåga att stödja tillväxten av cellinjerna CHO och HEK293. Serumet förpackas i volymer om 50 ml och 500 ml. Partispecifika analyscertifikat (CoA) tillhandahålls på begäran.

Produktspecifikationer

Utseende	Klar, bärnstensfärgad vätska
Förvaring och hållbarhet	Förvaras vid $\leq -15^{\circ}\text{C}$. Undvik upprepade frys- och upptiningscykler. Det rekommenderas att bereda alikvoter. Efter öppnande ska produkten förvaras vid 4°C och användas inom 4–6 veckor.
Transportförhållanden	Fryst (torris)
Upptining	Över natten vid $+2^{\circ}\text{C}$ till $+8^{\circ}\text{C}$. Skaka försiktigt för att homogenisera.