

FBS, fetalt bovint serum, från SA, 50 ml | 831110

Detta sterilt filtrerade fetalt bovint serum (FBS), som härrör från nötkreatur i Sydamerika, ger en jämn prestanda vid cellodling. Innan produkten släpps ut på marknaden testas varje sats med avseende på sterilitet, mykoplasma och bovina virus. Dessutom utvärderas varje sats för att verifiera dess förmåga att stödja tillväxten av HEK293- och CHO-celler. Serumet finns i volymerna 50 ml och 500 ml, och ett satsspecifikt analyscertifikat (CoA) kan tillhandahållas på begäran.

Produktspecifikationer

Utseende	Klar, bärnstensfärgad vätska
Förvaring och hållbarhet	Förvaras vid $\leq -15^{\circ}\text{C}$. Undvik upprepade frys- och upptiningscykler. Det rekommenderas att förbereda alikvoter. Efter öppnande ska produkten förvaras vid 4°C och användas inom 4–6 veckor.
Transportförhållanden	Fryst (torris)
Upptining	Övernattning vid $+2^{\circ}\text{C}$ till $+8^{\circ}\text{C}$. Skaka försiktigt för att homogenisera.