

**FBS, fetálne tel'acie sérum, pôvod z USA, 500 ml | 8311
07**

Toto sterilne filtrované fetálne hovädzie sérum (FBS) pochádzajúce zo Spojených štátov poskytuje konzistentný základ pre aplikácie v oblasti bunkových kultúr. Každá šarža prechádza kontrolou kvality z hľadiska sterility, prítomnosti mykoplazmy a vírusov hovädzieho dobytku. Okrem toho je každá šarža biologicky validovaná s cieľom potvrdiť jej schopnosť podporovať rast bunkových línií CHO a HEK293. Sérum je balené v objemoch 50 ml a 500 ml. Certifikáty analýzy (CoA) pre konkrétne šarže sú k dispozícii na požiadanie.

Špecifikácie produktu

Vzhľad	Číra jantárová kvapalina
Skladovanie a trvanlivosť	Skladujte pri teplote $\leq -15^{\circ}\text{C}$. Vyhnite sa opakovaným cyklom zmrazenia a rozmrazenia. Odporúča sa príprava alikvót. Po otvorení skladujte pri teplote 4°C a spotrebujte do 4–6 týždňov.
Prepravné podmienky	Mrazené (suchý ľad)
Rozmrazovanie	Prenechajte cez noc pri teplote $+2^{\circ}\text{C}$ až $+8^{\circ}\text{C}$. Jemne pretrepte, aby sa obsah homogenizoval.