

FBS, fetálne tel'acie sérum, pôvod SA, 50 ml | 831110

Toto sterilne filtrované fetálne bovinné sérum (FBS), získané z juhoamerických hovädzích zdrojov, zabezpečuje konzistentnú výkonnosť bunkových kultúr. Pred uvoľnením na trh sa každá šarža testuje na sterilitu, prítomnosť mykoplazmy a boviných vírusov. Okrem toho sa každá šarža hodnotí s cieľom overiť jej schopnosť podporovať rast buniek HEK293 a CHO. Sérum je k dispozícii v objemoch 50 ml a 500 ml a na požiadanie je možné poskytnúť certifikát analýzy (CoA) pre konkrétnu šaržu.

Špecifikácie produktu

Vzhľad	Číra jantárová kvapalina
Skladovanie a trvanlivosť	Skladujte pri teplote $\leq -15^{\circ}\text{C}$. Vyhnite sa opakovaným cyklom zmrazovania a rozmrazovania. Odporúča sa príprava alikvót. Po otvorení skladujte pri teplote 4°C a spotrebujte do 4–6 týždňov.
Prepravné podmienky	Mrazené (suchý ľad)
Rozmrazovanie	Prenechajte cez noc pri teplote $+2^{\circ}\text{C}$ až $+8^{\circ}\text{C}$. Jemne pretrepte, aby sa obsah homogenizoval.