

FBS, goveji fetalni serum, iz ZDA, 500 ml | 831107

To sterilno filtrirano goveje fetalno serum (FBS), ki izvira iz Združenih držav Amerike, zagotavlja dosledno osnovo za uporabo v celičnih kulturah. Vsaka serija je podvržena pregledu kakovosti, ki preverja sterilnost, prisotnost mikoplazme in govejih virusov. Poleg tega je vsaka serija biološko validirana, da se potrdi njena sposobnost za podporo rasti celičnih linij CHO in HEK293. Serum je pakiran v embalažah s prostornino 50 ml in 500 ml. Potrdila o analizi (CoA) za posamezne serije so na voljo na zahtevo.

Tehnične specifikacije izdelka

Videz	Bistra jantarno rumena tekočina
Shranjevanje in rok uporabnosti	Shranjujte pri temperaturi $\leq -15^{\circ}\text{C}$. Izogibajte se ponavljajočim se ciklom zamrzovanja in odmrzovanja. Priporočljiva je priprava alikvotov. Po odprtju shranjujte pri 4°C in porabite v 4–6 tednih.
Pogoji pošiljanja	Zamrznjeno (suhi led)
Odtaljevanje	Ponoči pri temperaturi od $+2^{\circ}\text{C}$ do $+8^{\circ}\text{C}$. Nežno premešajte, da se vsebina homogenizira.