

FBS, goveji fetalni serum, izvor SA, 50 ml | 831110

Ta sterilno filtrirani fetalni goveji serum (FBS), pridobljen iz južnoameriških goved, zagotavlja dosledno učinkovitost celičnih kultur. Pred sprostitvijo se vsaka serija testira na sterilnost, mikoplazmo in goveje viruse. Poleg tega se vsaka serija oceni, da se preveri njena sposobnost podpore rasti celic HEK293 in CHO. Serum je na voljo v embalažah po 50 ml in 500 ml, na zahtevo pa je mogoče pridobiti certifikat o analizi (CoA) za posamezno serijo.

Tehnične specifikacije izdelka

Videz	Bistra jantarno rumena tekočina
Shranjevanje in rok uporabnosti	Shranjujte pri temperaturi $\leq -15^{\circ}\text{C}$. Izogibajte se ponavljajočim se ciklom zamrzovanja in odmrzovanja. Priporočljiva je priprava alikvotov. Po odprtju shranjujte pri 4°C in porabite v 4–6 tednih.
Pogoji pošiljanja	Zamrznjeno (suhi led)
Odtaljevanje	Ponoči pri temperaturi od $+2^{\circ}\text{C}$ do $+8^{\circ}\text{C}$. Nežno premešajte, da se vsebina homogenizira.