

██████████ HK EGFP-alpha-tubulin/H2B-mCherry | 300670

Thawing and Culturing Cells

1. ██████████
2. ██████████ cryovial ██████████ -150 ██████████
3. ██████████ 37°C ██████████
4. ██████████ 70%
5. ██████████ 15 ██████████
6. ██████████ 300 x g ██████████ 3 ██████████
7. ██████████ 10 ██████████
8. ██████████

Incubation Atmosphere 37°C, 5%_{CO2} ██████████

Flask Coating ██████████

Freezing Procedure ██████████

Shipping Conditions ██████████

Storage Conditions ██████████ -150 ██████████ -196 °C ██████████

██████████ / ██████████ / HLA

Sterility ██████████ PCR ██████████
██████████ ██████████ ██████████ ██████████