

FBS, Fetal Sığır Serumu, ABD Menşeli, 500 ml | 831107

Amerika Birleşik Devletleri'nden temin edilen bu steril filtrelenmiş Fetal Sığır Serumu (FBS), hücre kültürü uygulamaları için tutarlı bir temel sağlar. Her parti, sterilite, mikoplazma ve sığır virüsleri açısından kalite kontrol testlerinden geçirilir. Ayrıca, her parti, CHO ve HEK293 hücre hatlarının büyümesini destekleme yeteneğini doğrulamak üzere biyolojik olarak valide edilir. Serum, 50 mL ve 500 mL'lik ambalajlarda sunulmaktadır. Partiye özgü Analiz Sertifikaları (CoA) talep üzerine temin edilebilir.

Ürün Özellikleri

Görünüm	Berrak kehribar rengi sıvı
Saklama ve raf ömrü	≤-15°C'de saklayınız. Tekrarlanan donma-çözülme döngülerinden kaçınınız. Aliquot hazırlanması önerilir. Açıldıktan sonra 4°C'de saklayınız ve 4-6 hafta içinde kullanınız.
Nakliye koşulları	Dondurulmuş (Kuru buz)
Çözme	Bir gece boyunca +2°C ile +8°C arasında bırakınız. Homojen hale getirmek için hafifçe çalkalayınız.