

FBS, Fetal Sığır Serumı, ABD Menşeli, 50 ml | 831108

Amerika Birleşik Devletleri'nden temin edilen bu steril filtrelenmiş Fetal Sığır Serumı (FBS), hücre kültürü uygulamaları için tutarlı bir temel sağlar. Her parti, sterilite, mikoplazma ve sığır virüsleri açısından kalite kontrol taramasından geçirilir. Ayrıca, her parti, CHO ve HEK293 hücre hatlarının büyümesini destekleme yeteneğini doğrulamak üzere biyolojik olarak onaylanmaktadır. Serum, 50 mL ve 500 mL hacimlerde paketlenmiştir. Talep üzerine, partiye özgü Analiz Sertifikaları (CoA) temin edilebilir.

Ürün Özellikleri

Görünüm	Berrak kehribar rengi sıvı
Saklama ve raf ömrü	≤-15°C'de saklayınız. Tekrarlanan donma-çözülme döngülerinden kaçınınız. Aliquotların hazırlanması önerilir. Açıldıktan sonra 4°C'de saklayınız ve 4-6 hafta içinde kullanınız.
Nakliye koşulları	Dondurulmuş (Kuru buz)
Çözme	Bir gece boyunca +2°C ile +8°C arasında çözündürün. Homojen hale getirmek için hafifçe çalkalayın.