

FBS, Fetal Sığır Serumu, SA Menşeli, 50 ml | 831110

Güney Amerika'daki sığır kaynaklarından elde edilen bu steril filtrelenmiş Fetal Sığır Serumu (FBS), tutarlı hücre kültürü performansı sağlar. Pazara sunulmadan önce her parti, sterilite, mikoplazma ve sığır virüsleri açısından test edilir. Ayrıca, her parti, HEK293 ve CHO hücrelerinin büyümesini destekleme yeteneği açısından değerlendirilir. Serum, 50 mL ve 500 mL hacimlerde mevcuttur ve talep üzerine partiye özgü bir Analiz Sertifikası (CoA) sağlanabilir.

Ürün Özellikleri

Görünüm	Berrak kehribar rengi sıvı
Saklama ve raf ömrü	-15°C'de veya daha düşük bir sıcaklıkta saklayınız. Tekrarlanan donma-çözülme döngülerinden kaçınılmalıdır. Alikotların hazırlanması önerilir. Açıldıktan sonra 4°C'de saklayınız ve 4-6 hafta içinde kullanınız.
Nakliye koşulları	Dondurulmuş (Kuru buz)
Çözme	Bir gece boyunca +2°C ile +8°C arasında. Homojen hale getirmek için hafifçe çalkalayın.