

Células RM-1 | 305168**Información general****Description**

La línea celular RM-1 es un modelo de tipo fibroblástico derivado del tejido prostático embrionario de embriones de ratón C57BL/6. Estas células se aislaron de células del seno urogenital de 17 días de edad y se infectaron con el retrovirus Zipras/myc9, que contiene los oncogenes v-Ha-Ras y v-Myc. Las células RM-1 presentan un alto potencial tumorigénico, formando con gran frecuencia carcinomas de próstata de ratón poco diferenciados.

Las células RM-1 dan positivo para el ARNm de la citoqueratina 18 y son inmunorreactivas al antisuero específico para la citoqueratina, lo que indica un origen epitelial. Muestran una respuesta mitogénica significativa a la testosterona, con un aumento de aproximadamente el doble en el número de células en condiciones sin suero. Esta línea celular mantiene un número estable de receptores de andrógenos y una cinética de unión a lo largo de múltiples pases, lo que la convierte en un modelo valioso para estudiar la sensibilidad a los andrógenos y la progresión del cáncer de próstata.

Organism

Ratón

Tissue

Próstata

Disease

Carcinoma de la próstata del ratón

Synonyms

RM1

Características**Breed/Subspecies**

C57BL/6

Age

17 días fetales

Gender

Hombre

Morphology

Epithelial

Growth properties

Adherente

Datos normativos**Citation**

RM-1 (número de catálogo de Cytion 305168)

Biosafety level

1

Células RM-1 | 305168**NCBI_TaxID** 10090**CellosaurusAccession** CVCL_B459

GMO Status GMO-S1: Esta línea celular de carcinoma de próstata murino (RM-1) contiene el retrovirus recombinante Zipras/myc9, que codifica v-Ha-Ras y v-Myc, lo que favorece el crecimiento transformado y la tumorigenicidad. Los insertos están presentes de manera estable. Esta clasificación se aplica únicamente en Alemania y puede variar en otros lugares.

Datos biomoleculares**Manejo**

Culture Medium DMEM, p/v: 4,5 g/L de glucosa, p/v: 4 mM de L-glutamina, p/v: 3,7 g/L de NaHCO₃, p/v: 1,0 mM de piruvato de sodio (número de artículo de Cytion 820300a)

Supplements Añade al medio un 10 % de FBS

Dissociation Reagent Accutase

Subculturing Retira el medio usado de las células adheridas y lávalas con PBS sin calcio ni magnesio. Para los frascos T25, usa de 3 a 5 ml de PBS, y para los frascos T75, usa de 5 a 10 ml. Luego, cubra las células por completo con Accutase, utilizando de 1 a 2 ml para los frascos T25 y 2,5 ml para los frascos T75. Deje que las células se incuben a temperatura ambiente durante 8 a 10 minutos para desprenderse. Después de la incubación, mezcla suavemente las células con 10 ml de medio para resuspenderlas; luego, centrifuga a 300xg durante 3 minutos. Deseche el sobrenadante, resuspenda las células en medio fresco y transfíralas a frascos nuevos que ya contengan medio fresco.

Fluid renewal De 2 a 3 veces por semana

Freeze medium Como medio de criopreservación, utilizamos un medio de crecimiento completo (que incluye FBS) + 10 % de DMSO para garantizar una viabilidad adecuada tras la descongelación, o CM-1 (número de catálogo de Cytion 800100), que incluye osmoprotectores y estabilizadores metabólicos optimizados para mejorar la recuperación y reducir el estrés inducido por la criopreservación.

Células RM-1 | 305168

Thawing and Culturing Cells

1. Verifique que el vial se mantenga profundamente congelado al momento de la entrega, ya que las células se envían en hielo seco para mantener temperaturas óptimas durante el transporte.
2. Al recibirlo, almacene el criovial inmediatamente a temperaturas inferiores a -150°C para garantizar la preservación de la integridad celular, o bien continúe con el paso 3 si se requiere un cultivo inmediato.
3. Para el cultivo inmediato, descongele rápidamente el vial sumergiéndolo en un baño de agua a 37°C con agua limpia y un agente antimicrobiano, agitando suavemente durante 40 a 60 segundos hasta que quede un pequeño trozo de hielo.
4. Realice todos los pasos posteriores en condiciones estériles bajo una cabina de flujo laminar, desinfectando el criovial con etanol al 70 % antes de abrirlo.
5. Abra con cuidado el vial desinfectado y transfiera la suspensión celular a un tubo de centrifuga de 15 ml que contenga 8 ml de medio de cultivo a temperatura ambiente, mezclando suavemente.
6. Centrifugue la mezcla a $300 \times g$ durante 3 minutos para separar las células y deseche con cuidado el sobrenadante que contenga medio de congelación residual.
7. Resuspende suavemente el sedimento celular en 10 ml de medio de cultivo fresco. Para las células adherentes, divide la suspensión entre dos frascos de cultivo T25; para los cultivos en suspensión, transfiere todo el medio a un solo frasco T25 para promover una interacción y un crecimiento celular efectivos.
8. Siga los protocolos de subcultivo establecidos para el crecimiento y mantenimiento continuos de la línea celular, asegurando resultados experimentales confiables.

Incubation Atmosphere

37°C , 5 % de CO_2 , atmósfera humidificada.

Shipping Conditions

Las líneas celulares criopreservadas se envían en hielo seco, en un embalaje aislante validado que contiene suficiente refrigerante para mantener una temperatura de aproximadamente -78°C durante todo el transporte. Al recibir el envío, revise el contenedor de inmediato y traslade los viales sin demora al lugar de almacenamiento adecuado.

Storage Conditions

Para la conservación a largo plazo, coloque los viales en nitrógeno líquido en fase de vapor a una temperatura de entre -150 y -196°C , aproximadamente. El almacenamiento a -80°C solo es aceptable como un paso intermedio breve antes de transferirlos al nitrógeno líquido.

Células RM-1 | 305168

Control de calidad y análisis molecular

Sterility

Se descarta la contaminación por micoplasmas mediante ensayos basados en PCR y métodos de detección de micoplasmas basados en luminiscencia.

Para garantizar que no haya contaminación bacteriana, fúngica o por levaduras, los cultivos celulares se someten a inspecciones visuales diarias.