

XXXXXXXXXX

**XIX**

~~XXXXXXXXXX XIX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

**EFM-19 | 305540**

**Thawing and  
Culturing Cells**

1. 将细胞悬液缓慢加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于37°C孵育箱中孵育24小时。
2. 将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于-150°C液氮中冷冻24小时。
3. 将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于37°C孵育箱中孵育24小时。
4. 将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于70%相对湿度中孵育24小时。
5. 将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于15" x 8" x 8"的细胞培养瓶中孵育24小时。
6. 将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于300 x g离心3分钟，然后将培养瓶置于-150°C液氮中冷冻24小时。
7. 将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于10" x 10" x 10"的细胞培养瓶中孵育24小时。
8. 将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于-150°C液氮中冷冻24小时。

**Incubation  
Atmosphere**

37°C, 5% CO<sub>2</sub>, 相对湿度 70%

**Shipping  
Conditions**

将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于-78°C液氮中冷冻24小时。

**Storage  
Conditions**

将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于-150°C液氮中冷冻24小时。

**EFM-19 | 305540**

**Sterility**

将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于-150°C液氮中冷冻24小时。