

XXXX SNU-5 | 305633

XXXXX XXXXX

Description	XX XXXXX SNU-5 XX XXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX. XX XXXXXXX XX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX SNU-5. XXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX SNU
Organism	XX
Tissue	XXXX
Disease	XXXXXXXXXXXX
Metastatic site	XXXX
Applications	XXXXX XXXX XXX-XXXX, XXXX XXXX
Synonyms	SNU5, NCI-SNU-5

XXXXXXXXXX

Age	33 XXXX
Gender	XXXX
Ethnicity	XXXXXXXX
Morphology	XXXX XXXXXXX
Cell type	XXXXXXXX
Growth properties	XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Citation	SNU-5 (XXXX XXXXXXX Cytion 305633)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606

SNU-5 | 305633

**Thawing and
Culturing Cells**

1. 将细胞悬液缓慢加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，避免产生气泡。将细胞培养瓶置于37°C孵育箱中，静置15分钟。
2. 将细胞培养瓶置于37°C孵育箱中，静置15分钟。
3. 将细胞培养瓶置于37°C孵育箱中，静置15分钟。
4. 将细胞培养瓶置于37°C孵育箱中，静置15分钟。
5. 将细胞培养瓶置于37°C孵育箱中，静置15分钟。
6. 将细胞培养瓶置于37°C孵育箱中，静置15分钟。
7. 将细胞培养瓶置于37°C孵育箱中，静置15分钟。
8. 将细胞培养瓶置于37°C孵育箱中，静置15分钟。

**Incubation
Atmosphere**

37°C, 5% CO₂, 饱和湿度

Flask Coating

无涂层

**Shipping
Conditions**

细胞悬液应储存在-80°C，运输过程中应保持在-78°C以下。

**Storage
Conditions**

细胞悬液应储存在-80°C，运输过程中应保持在-78°C以下。

细胞悬液 细胞悬液 细胞悬液 细胞悬液

Sterility

细胞悬液应储存在-80°C，运输过程中应保持在-78°C以下。