

AB2.2 | 305738

Description	  AB2.2      (ES)                                             
-------------	---

AB2.2 ~~XXXX~~ | 305738

XXXXXX

Seeding density 3 000 5 x 1 000 000/ha

Fluid renewal 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Freeze medium   ,      ( FBS) + 10% DMSO               


Thawing and Culturing Cells

- [illegible]

Incubation Atmosphere	
37°C, 5% CO ₂ ,                        	

Flask Coating  

Freezing Procedure

Shipping Conditions 

Product sheet

AB2.2  | 305738

Storage
Conditions

Das Produkt ist in einer sterilen, lichtgeschützten, versiegelten Folie verpackt. Es ist für die Lagerung bei -150 bis -196 °C geeignet. Das Produkt ist für eine Lagerdauer von bis zu 12 Monaten bei -150 °C und bis zu 6 Monaten bei -196 °C geeignet.

Sterility

Das Produkt ist steril und kann für die PCR-Analyse verwendet werden.

Das Produkt ist steril und kann für die PCR-Analyse verwendet werden.