

XXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX

XIX XIX XIX XIX XIX XIX XIX XIX

CHO-IL2RA | 305980

**Thawing and
Culturing Cells**

1. 将细胞悬液缓慢解冻，解冻后将细胞悬液离心，弃去上清液，将细胞重悬于完全培养基中。
2. 将细胞悬液接种到含有完全培养基的培养瓶中，将培养瓶置于37°C、5% CO₂的培养箱中培养。
3. 待细胞贴壁后，将细胞悬液离心，弃去上清液，将细胞重悬于完全培养基中。
4. 将细胞悬液接种到含有完全培养基的培养瓶中，将培养瓶置于37°C、5% CO₂的培养箱中培养。
5. 待细胞贴壁后，将细胞悬液离心，弃去上清液，将细胞重悬于完全培养基中。
6. 将细胞悬液接种到含有完全培养基的培养瓶中，将培养瓶置于37°C、5% CO₂的培养箱中培养。
7. 待细胞贴壁后，将细胞悬液离心，弃去上清液，将细胞重悬于完全培养基中。
8. 将细胞悬液接种到含有完全培养基的培养瓶中，将培养瓶置于37°C、5% CO₂的培养箱中培养。

**Shipping
Conditions**

细胞在-78°C条件下保存，运输过程中保持低温。

**Storage
Conditions**

细胞在-150°C条件下保存，运输过程中保持低温。

CHO-IL2RA | 305980

Sterility

细胞在无菌条件下培养，培养基中不含抗生素。

细胞在无菌条件下培养，培养基中不含抗生素。