

Description	Hs 611.T 是一种源自人绒毛膜癌 (cHL) 的细胞系，具有永生性，可在 48 小时内增殖。Hs 611.T 细胞系对多种化疗药物敏感，包括 HRS、NF-κB、JAK-STAT 抑制剂。
Organism	人
Tissue	血液
Disease	淋巴瘤
Metastatic site	淋巴结
Applications	研究淋巴瘤的发病机制、药物筛选、细胞增殖、凋亡、信号转导 (NF-κB, JAK-STAT); 研究 CD30/CD15/CD25 的表达; 研究细胞凋亡和细胞周期。
Synonyms	Hs-611-T, Hs611T, HS611T

Age	48 男
Gender	男
Ethnicity	汉族
Morphology	正常 无异常
Cell type	淋巴细胞 B
Growth properties	正常

Citation	Hs 611.T (XXXXXXXX Cytion 305915)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606


Product sheet

Hs 611.  T | 305915

CellosaurusAccession CVCL_0823

 -



Culture Medium	DMEM, w: 4.5 g/L  , w: 4 mM L-  , w: 3.7 g/L NaHCO3, w: 1.0 mM  (  Cytion 820300a)
Supplements	 10% FBS
Dissociation Reagent	
Doubling time	 24  48 
Subculturing	  $3-5 \times 10^5$  /      (300×g, 5 )  
Split ratio	1  3
Seeding density	2  4×10^5  / 
Fluid renewal	 2-3 
Freeze medium	 ,  + 10% DMSO  

Hs 611. **XXXX T** | 305915

Thawing and
Culturing Cells

1. XXXX XXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX, XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XXX XXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
2. XXX XXXX XXXXXXX, XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX -150°C XXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXX XXX
3. XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXX 37 XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXX
4. XXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX 70% XXXX XXXXXXX.
5. XXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX 15 μ"X XXXXXXX 8 μ"X XXX XXX XXXXXXX XXX
6. XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX -200 x g XXXX 5 XXXX, XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX.
7. XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX

Incubation
Atmosphere

37°C, 5%_{CO2}, XXXXXXX XXXX

Shipping
Conditions

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXX -78°C

Storage
Conditions

XXXXXXXX XXXXXXX XXXX, XXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XXX XXXXXXXX XXX -150 XXX 196 XXXXXXX XXXXXXX. XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX