





UM-HMC-3B | 305715

Thawing and  
Culturing Cells

1. 将细胞悬液缓慢加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于37°C CO<sub>2</sub>培养箱中培养。
2. 将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于37°C CO<sub>2</sub>培养箱中培养。
3. 将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于37°C CO<sub>2</sub>培养箱中培养。
4. 将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于37°C CO<sub>2</sub>培养箱中培养。
5. 将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于37°C CO<sub>2</sub>培养箱中培养。
6. 将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于37°C CO<sub>2</sub>培养箱中培养。
7. 将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于37°C CO<sub>2</sub>培养箱中培养。
8. 将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于37°C CO<sub>2</sub>培养箱中培养。

Incubation  
Atmosphere

37°C, 5% CO<sub>2</sub>, 饱和湿度

Flask Coating

将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中

Shipping  
Conditions

将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，然后将培养瓶置于37°C CO<sub>2</sub>培养箱中培养。

Storage  
Conditions

将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，然后将培养瓶置于37°C CO<sub>2</sub>培养箱中培养。

细胞培养

Sterility

将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，然后将培养瓶置于37°C CO<sub>2</sub>培养箱中培养。