



Culture Medium	EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamine, w: 2.2 g/L NaHCO ₃ , w: EBSS (xxxxx Cytion 820100a)
-----------------------	---

Dissociation Reagent 

Fluid renewal 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Thawing and Culturing Cells

1. 取出冻存管，放入 37℃ 水浴中快速解冻，取出后立即放入冰浴中冷却，离心（1000g，5min），弃去上清液，加入 1ml 新鲜培养基，重悬细胞。
2. 将细胞悬液接种到含有 10ml 新鲜培养基的 25cm² 培养瓶中，置于 37℃ 5% CO₂ 培养箱中培养。
3. 待细胞贴壁后，更换新鲜培养基，继续培养。
4. 当细胞达到 70% 汇合度时，进行传代。
5. 将细胞悬液接种到含有 10ml 新鲜培养基的 25cm² 培养瓶中，置于 37℃ 5% CO₂ 培养箱中培养。
6. 待细胞贴壁后，更换新鲜培养基，继续培养。
7. 当细胞达到 70% 汇合度时，进行传代。
8. 将细胞悬液接种到含有 10ml 新鲜培养基的 25cm² 培养瓶中，置于 37℃ 5% CO₂ 培养箱中培养。

Flask Coating ☒☒☒☒

HEK293A | 305070

Freezing Procedure

[illegible]

Shipping Conditions

-78°C

Storage Conditions

[illegible]

XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Sterility

Abstract