

XXXX XXXX | 302007

XXXX XXXX

Description	XX XXXX Ramos, XXXX XXXX XXXX XX XX 3 XX XXXXXXXX XXXX Burkitt, XX XXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXX XX, XX XX RAMOS XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXX XX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XX XX B, XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XX B XX XXXXX XX XX XXXXX Ramos XX EBV-XXXX, XX XXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XX XXXXX XX XXXXX XXXX XXXXXXX-XX XXXXXX, XX XXXXX Ramos XX XX XX XX XXXX XXXXXXX XX XX B XXXXXXX XX Burkitt, XXXX XXXX XXXX XXXXXXX XX B, XX
Organism	XX
Tissue	XXXXXXXXXX
Disease	XXXXXXXX XX XXXX
Applications	XXXX XXXXXXX XX XX XX B, XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX HLA
Synonyms	RAMOS, Ramos 1, RA 1, RA.1, Ra #1, Ra No. 1, Ramos(RA1), Ramos-RA1, Ramos (RA 1), Ramos (RA)
XXXXXXXXXXXX	
Age	3 XXXX
Gender	XX
Ethnicity	XXXXXX
Morphology	XXXX XXXXXXX
Cell type	XXXXXXXXXX B
Growth properties	XXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX	
Citation	XXXX (XXXX XXXXXXX Cytion 302007)

Product sheet

HEK 293T | 302007

Biosafety level 1

NCBI_TaxID 9606

CellosaurusAccession CVCL_0597

HEK 293T - HEK 293T

Antigen expression CD10+, CD19+

Karyotype 46, XXXXXXXXXX

HEK 293T

Culture Medium RPMI 1640, w: 2.0 mM XXXXXXXX XXXX, w: 2.0 g/L NaHCO3 (XXXX XXXXXXXX Cytion 820700a)

Supplements XXXX XXXXX 10% FBS

Subculturing XXXX XX XXXXXXXX 5-6, XX 5-6, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 5 x 10

Seeding density 3 x 10⁵ XXXX/XX

Fluid renewal XXXXXXX XXXXX

Freeze medium XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX (XXXX FBS) + 10% DMSO XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XX C

302007

Thawing and
Culturing Cells

1. 将细胞冻存管放入 37°C 水浴中快速解冻，解冻后将细胞悬液转移到含有 1 mL 培养基的离心管中，离心（1500 rpm，5 min），弃去上清液，加入 1 mL 培养基，重悬细胞。
2. 将细胞悬液转移到含有 10 mL 培养基的离心管中，离心（1500 rpm，5 min），弃去上清液，加入 1 mL 培养基，重悬细胞。
3. 将细胞悬液转移到含有 10 mL 培养基的离心管中，离心（1500 rpm，5 min），弃去上清液，加入 1 mL 培养基，重悬细胞。
4. 将细胞悬液转移到含有 10 mL 培养基的离心管中，离心（1500 rpm，5 min），弃去上清液，加入 1 mL 培养基，重悬细胞。
5. 将细胞悬液转移到含有 10 mL 培养基的离心管中，离心（1500 rpm，5 min），弃去上清液，加入 1 mL 培养基，重悬细胞。
6. 将细胞悬液转移到含有 10 mL 培养基的离心管中，离心（1500 rpm，5 min），弃去上清液，加入 1 mL 培养基，重悬细胞。
7. 将细胞悬液转移到含有 10 mL 培养基的离心管中，离心（1500 rpm，5 min），弃去上清液，加入 1 mL 培养基，重悬细胞。
8. 将细胞悬液转移到含有 10 mL 培养基的离心管中，离心（1500 rpm，5 min），弃去上清液，加入 1 mL 培养基，重悬细胞。

Incubation
Atmosphere

37°C, 5% CO₂, 饱和湿度

Flask Coating

无涂层

Freezing
Procedure

将细胞悬液转移到含有 1 mL 冻存液的离心管中，离心（1500 rpm，5 min），弃去上清液，加入 1 mL 冻存液，重悬细胞。

Shipping
Conditions

将细胞冻存管放入冰袋中，在 4°C 下运输。

Storage
Conditions

将细胞冻存管放入 -150°C 液氮中，可长期保存。

Sterility

本产品经过严格的灭菌处理，符合 GMP 标准。本产品不含任何抗生素、血清、生长因子等成分，适用于各种细胞培养。

Product sheet

XXXX XXXX | 302007

XXXXXX STR

CSF1PO: 10,11
D13S317: 12, 13, 14
D16S539: 10,13
D5S818: 7,12
D7S820: 11
TH01: 7,9,3
TPOX: 8,9
vWA: 15,16
D3S1358: 14,15
D21S11: 30
D18S51: 14,15
Penta E: 6,21
Penta D: 10,13
D8S1179: 13
FGA: 20,24
D2S1338: 20,23

XXXXXX HLA

A*: 03:01:01
B*: '44:160Q, '01.02.1900 03:01
C*: 16:01:01
DRB1*: 07:01:01
DQA1*: 02:01:01
DQB1*: 02:02:01
DPB1*: '04:01:01, '104:01:01
E: 01:03:02