

XXXX XX | 300280

Description	人源抗ALAB抗体，由小鼠杂交瘤细胞系分泌的单克隆抗体。该抗体能特异性识别并结合ALAB蛋白，可用于Western blotting、免疫沉淀和流式细胞术分析。 该抗体在多种细胞和组织中均表现出高亲和力，适用于检测ALAB蛋白的表达水平。其重链可变区包含三个互补决定区（CDRs），能够有效结合ALAB蛋白的抗原表位。
Organism	人
Tissue	血液
Disease	自身免疫性疾病
Metastatic site	淋巴结、脾脏、骨髓（造血系统）
Applications	用于检测ALAB蛋白表达；研究ALAB蛋白功能；作为疫苗佐剂；评估免疫系统状态；监测疾病进展。
Synonyms	AIAb, ALAB, A1Ab, AIAB

XXXXXXXXXXXX

Age	54 男男男
Gender	男男
Ethnicity	男男男 男男男 男 男男男
Morphology	男男男 男男男男
Cell type	男男 男男男男
Growth properties	男男



Citation	Alab (XXXXXXXXXX Cytion 300280)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606

[illegible]

XXXXXXXXXX

**Dissociation
Reagent**

Freeze medium                             

[illegible]

Cytion GmbH | Nikola-Tesla-Str. 3 | 69124 Heidelberg | Heidelberg
Heidelberg +49(0)6221 405780 | www.cytion.com | info@cytion.com

300280

Flask Coating

Freezing
Procedure

Shipping
Conditions

Storage
Conditions

Sterility