

XXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XIX

XXXXXXXXXX XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible]

CV-1 | 605471

Thawing and
Culturing Cells

1. 将细胞悬液缓慢加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于37°C孵育箱中培养。
2. 将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于-150°C液氮中冷冻，然后将细胞悬液转移至含有培养基的细胞培养瓶中，然后将培养瓶置于37°C孵育箱中培养。
3. 将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于37°C孵育箱中培养。
4. 将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于70%相对湿度中培养。
5. 将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于15" x 8" x 8"的培养瓶中培养。
6. 将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于300 x g离心3分钟，然后将细胞悬液转移至含有培养基的细胞培养瓶中，然后将培养瓶置于37°C孵育箱中培养。
7. 将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于10" x 10" x 10"的培养瓶中培养。
8. 将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于37°C孵育箱中培养。

Incubation
Atmosphere

37°C, 5% CO₂, 饱和湿度

Shipping
Conditions

将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于-78°C液氮中冷冻。

Storage
Conditions

将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于-150°C液氮中冷冻。

CV-1 605471

Sterility

将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于PCR管中培养。

将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶置于37°C孵育箱中培养。