

XXXXX HS-729 | 300443

XXXXX XXXXX

Description	XX XXXXX HS-729, XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX. XX XXXX XX XXXX XXXX HS-729 XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
Organism	XXXX
Tissue	XXXX
Disease	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX
Synonyms	Hs 729, Hs 729.T, Hs729, HS729, Hs-729-T, Hs 729T, Hs729T, HS729T

XXXXXXXXXXXX

Age	74 XXXX
Gender	XXXX
Ethnicity	XXXXXXXX
Morphology	XXXX XXXXXXXXXXXX
Growth properties	XXXX XX, XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

Citation	HS-729 (XXXX XXXXXX Cytion 300443)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_0871

XXXXXXXXX XXXX-XXXXXXXXXXXXX

Product sheet

XXXXX HS-729 | 300443

Isoenzymes	G6PD, B
XXXXXX	
Culture Medium	DMEM, w: 4.5 g/L XXXXXXX, w: 4 mM L-XXXXXXX, w: 3.7 g/L NaHCO3, w: 1.0 mM XXXX XXXXXXX (XXXX XXXXXXX Cytion 820300a)
Supplements	XXXX XXXXX 10% FBS
Dissociation Reagent	XXXXXX
Subculturing	XXXX XX XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXX X-PBS XXX XXXX XXXXXXX. XXXX XXXXXXX T25, XXXXX X-3-5 X" X-PBS, XXXXX XXXX 3 XXXX. XXXX XX XXXXXXX XXXXXXX, XXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX.
Seeding density	1 x 10 ⁴ ¹ / _{XXXX} / XX
Fluid renewal	2 X 3 XXXXX XXXXXXX
Post-Thaw Recovery	XXXX XXXX ⁴ ¹ / _{XXXX} XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX 24 XXXX XXXXXXX.
Freeze medium	XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX (XXXX FBS) + 10% DMSO XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX, XX C

HS-729 | 300443

Thawing and
Culturing Cells

1. 将细胞悬液缓慢加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶放入37°C CO₂培养箱中培养。
2. 将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶放入-150°C 液氮中冷冻，然后将培养瓶放入-150°C 液氮中冷冻，然后将培养瓶放入-150°C 液氮中冷冻。
3. 将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶放入37°C CO₂培养箱中培养。
4. 将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶放入70% 乙醇中冷冻。
5. 将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶放入15 μl 8 μl 的细胞悬液中。
6. 将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶放入300 x g 3 分钟的离心。
7. 将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶放入10 μl 的细胞悬液中。
8. 将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶放入-150°C 液氮中冷冻。

Incubation
Atmosphere

37°C, 5% CO₂, 饱和湿度

Flask Coating

无涂层

Freezing
Procedure

将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶放入-78°C 液氮中冷冻。

Shipping
Conditions

将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶放入-78°C 液氮中冷冻。

Storage
Conditions

将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶放入-150°C 196 液氮中冷冻。

细胞悬液 细胞悬液 细胞悬液 细胞悬液

Sterility

将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶放入PCR 管中，然后将培养瓶放入-78°C 液氮中冷冻。

将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将培养瓶放入-78°C 液氮中冷冻。