

XXXXXX XXXXXX

[illegible]

Synonyms	DH-82, DH 82
-----------------	--------------

XXXXXXXXXX

Growth properties

XIX

XXX DH82 | 305003

XXXXXXXXXX XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Cell DH82 | 305003

**Thawing and
Culturing Cells**

1. 将冻存管放入 37°C 水浴中快速解冻，然后将细胞悬液转移到含有 1-2 ml 培养基的离心管中，离心 5 分钟，弃去上清液。
2. 将细胞重悬于培养基中，接种到含有 10-15 ml 培养基的细胞培养瓶中，在 37°C、5% CO₂ 条件下培养。
3. 待细胞贴壁后，将培养基更换为新鲜培养基，继续培养。
4. 当细胞密度达到 70% 左右时，可进行传代。
5. 将细胞悬液离心，用 PBS 洗涤 2 次，然后重悬于培养基中，接种到新的细胞培养瓶中。
6. 将细胞悬液离心，用 PBS 洗涤 2 次，然后重悬于培养基中，接种到新的细胞培养瓶中。
7. 将细胞悬液离心，用 PBS 洗涤 2 次，然后重悬于培养基中，接种到新的细胞培养瓶中。
8. 将细胞悬液离心，用 PBS 洗涤 2 次，然后重悬于培养基中，接种到新的细胞培养瓶中。

**Incubation
Atmosphere**

37°C, 5% CO₂, 饱和湿度

Flask Coating

无需涂层

**Freezing
Procedure**

将细胞悬液离心，用 PBS 洗涤 2 次，然后重悬于冻存液中，分装到冻存管中，在 -80°C 条件下冻存。

**Shipping
Conditions**

将细胞悬液离心，用 PBS 洗涤 2 次，然后重悬于冻存液中，分装到冻存管中，在 -80°C 条件下冻存。

**Storage
Conditions**

将细胞悬液离心，用 PBS 洗涤 2 次，然后重悬于冻存液中，分装到冻存管中，在 -80°C 条件下冻存。

细胞特性与用途

Sterility

细胞经严格灭菌处理，不含支原体、病毒、真菌等污染物。适用于 PCR、测序、细胞培养等实验。

细胞经严格灭菌处理，不含支原体、病毒、真菌等污染物。适用于 PCR、测序、细胞培养等实验。