

XXXXXXXXXX	
Age	7 XXXX
Gender	XXXX
Morphology	XXXX XXXXX
Growth properties	XXX

Citation	TE-671 (XXXXXXXXXX Cytion 300355)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_1756

Receptors expressed	
Antigen expression	

TE-671 | 300355

[illegible]

TE-671 | 300355

Thawing and
Culturing Cells

1. 将细胞悬液缓慢加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将细胞培养瓶置于37°C孵育箱中孵育24小时。
2. 将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将细胞培养瓶置于-150°C液氮中冷冻24小时。
3. 将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将细胞培养瓶置于37°C孵育箱中孵育24小时。
4. 将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将细胞培养瓶置于70%相对湿度中孵育24小时。
5. 将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将细胞培养瓶置于15" x 8" x 8"的细胞培养瓶中孵育24小时。
6. 将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将细胞培养瓶置于300 x g离心3分钟，然后将细胞培养瓶置于-150°C液氮中冷冻24小时。
7. 将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将细胞培养瓶置于10" x 10" x 10"的细胞培养瓶中孵育24小时。
8. 将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将细胞培养瓶置于-150°C液氮中冷冻24小时。

Incubation
Atmosphere

37°C, 5% CO₂, 相对湿度 70%

Flask Coating

无涂层

Freezing
Procedure

将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将细胞培养瓶置于-150°C液氮中冷冻24小时。

Shipping
Conditions

将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将细胞培养瓶置于-150°C液氮中冷冻24小时。

Storage
Conditions

将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将细胞培养瓶置于-150°C液氮中冷冻24小时。

Sterility

将细胞悬液加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，然后将细胞培养瓶置于-150°C液氮中冷冻24小时。