

BxPC-3 | 305031

**Thawing and
Culturing Cells**

1. 将冻存管中的细胞悬液转移到含有 10 ml 完全培养基的 25 cm² 组织培养瓶中，轻轻混匀。将瓶子放入 37°C 孵育箱中，静置 24 小时，使细胞贴壁。
2. 将瓶子放入 37°C 孵育箱中，静置 24 小时，使细胞贴壁。
3. 将瓶子放入 37°C 孵育箱中，静置 24 小时，使细胞贴壁。
4. 将瓶子放入 37°C 孵育箱中，静置 24 小时，使细胞贴壁。
5. 将瓶子放入 37°C 孵育箱中，静置 24 小时，使细胞贴壁。
6. 将瓶子放入 37°C 孵育箱中，静置 24 小时，使细胞贴壁。
7. 将瓶子放入 37°C 孵育箱中，静置 24 小时，使细胞贴壁。
8. 将瓶子放入 37°C 孵育箱中，静置 24 小时，使细胞贴壁。

**Incubation
Atmosphere**

37°C, 5% CO₂, 饱和湿度

Flask Coating

无涂层

**Freezing
Procedure**

将细胞悬液转移到含有 10% 冻存液的冻存管中，轻轻混匀。将管子放入 -80°C 冰箱中，静置 24 小时。

**Shipping
Conditions**

将冻存管放入冰袋中，放入保温箱中。在 2-8°C 条件下运输。

**Storage
Conditions**

将冻存管放入 -150°C 液氮中，长期保存。

细胞特性

Sterility

细胞经过严格的质量控制，确保无菌。PCR 检测结果显示无 DNA 污染。

细胞经过严格的质量控制，确保无菌。PCR 检测结果显示无 DNA 污染。