

XXXXXX XXXXXX

Jurkat, Jurkat T (T-ALL),

Jurkat HIV CD4

Jurkat -Lck,

Lck Jurkat, T,

Jurkat, Jurkat E6.1,
 Jurkat HIV,

Organism ☒☒☒Tissue ☐ ☐

Metastatic site ☒☒ ☒☒☒☒☒☒

Applications

Synonyms	JURKAT, JM, JM-Jurkat, Jurkat-FHCRC, Jurkat FHCRC, FHCRC-11, FHCRC subclone 11, FCCH1024
-----------------	--

XXXXXXXXXX

Age 14 ☐☐☐☐

Gender ☐ ☐ ☐ ☐

Ethnicity ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Morphology

Growth properties

XIX

Citation Jurkat (XXXXXXXX Cytion 302147)

Cytion GmbH | Nikola-Tesla-Str. 3 | 69124 Heidelberg | Heidelberg
Heidelberg | +49(0)6221 405780 | www.cytion.com | info@cytion.com

Jurkat | 302147

**Thawing and
Culturing Cells**

1. 将 Jurkat 细胞从液氮中取出，放入 37°C 水浴中快速解冻，离心 5 分钟，弃去上清液。
2. 将细胞重悬于含有 10% FBS 的完全培养基中，在 37°C 下培养 24 小时。
3. 将细胞重悬于含有 10% FBS 的完全培养基中，在 37°C 下培养 24 小时。
4. 将细胞重悬于含有 10% FBS 的完全培养基中，在 37°C 下培养 24 小时。
5. 将细胞重悬于含有 10% FBS 的完全培养基中，在 37°C 下培养 24 小时。
6. 将细胞重悬于含有 10% FBS 的完全培养基中，在 37°C 下培养 24 小时。
7. 将细胞重悬于含有 10% FBS 的完全培养基中，在 37°C 下培养 24 小时。
8. 将细胞重悬于含有 10% FBS 的完全培养基中，在 37°C 下培养 24 小时。

**Incubation
Atmosphere**

37°C, 5% CO₂, 饱和湿度

Flask Coating

无涂层

**Freezing
Procedure**

将 Jurkat 细胞重悬于含有 10% FBS 的完全培养基中，在 37°C 下培养 24 小时。

**Shipping
Conditions**

将 Jurkat 细胞重悬于含有 10% FBS 的完全培养基中，在 37°C 下培养 24 小时。

**Storage
Conditions**

将 Jurkat 细胞重悬于含有 10% FBS 的完全培养基中，在 37°C 下培养 24 小时。

细胞特性

Sterility

细胞在不含抗生素的培养基中培养，无支原体污染。PCR 检测无支原体污染。

细胞在不含抗生素的培养基中培养，无支原体污染。PCR 检测无支原体污染。