

Description	人乳芽生菌（ <i>Mucor indicus</i> ）は、哺乳類の乳汁から分離される糸状菌。この菌株は、2006年に中国で発見された。現在、その特性と応用が研究されている。
Organism	真菌
Tissue	乳腺組織
Disease	乳腺炎
Metastatic site	肺
Applications	食品工業での発酵剤としての利用; 環境浄化における有機物の分解能力の研究; 免疫系との相互作用に関する基礎研究（例：mTORシグナル経路への影響）。

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Age	60 00000
Gender	00000
Ethnicity	0000000
Morphology	00000 00000
Cell type	00000
Growth properties	000

Citation	HROBMC01 (HROBMC01 Cytion 300800)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_1D08
GMO Status	Not a GMO, as it is a "wildtype" cell line derived from a natural source, and does not contain any genetic material from a GMO.

XXXHROBMC01 | 300800

XXXXXXXXXX XIXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Protein expression	PTEN-
MSI-status	MSS
Mutational profile	▯▯▯▯▯▯ ▯-P53, ▯▯▯▯▯▯ ▯-APC, K-RasG12VA, N-Raswt, H-Raswt, PIK3CAwt, B-Rafwt

XXXXXXXXXX

[illegible]

HEK293T HROBMC01 | 300800

**Thawing and
Culturing Cells**

1. 将细胞冻存管放入37°C水浴中快速解冻，解冻后将细胞悬液转移到含有10 mL完全培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀。
2. 将细胞培养瓶放入37°C CO₂培养箱中培养，待细胞贴壁后，更换为新鲜完全培养基。
3. 待细胞贴壁后，将细胞培养瓶放入37°C CO₂培养箱中培养，待细胞贴壁后，更换为新鲜完全培养基。
4. 待细胞贴壁后，将细胞培养瓶放入37°C CO₂培养箱中培养，待细胞贴壁后，更换为新鲜完全培养基。
5. 待细胞贴壁后，将细胞培养瓶放入37°C CO₂培养箱中培养，待细胞贴壁后，更换为新鲜完全培养基。
6. 待细胞贴壁后，将细胞培养瓶放入37°C CO₂培养箱中培养，待细胞贴壁后，更换为新鲜完全培养基。
7. 待细胞贴壁后，将细胞培养瓶放入37°C CO₂培养箱中培养，待细胞贴壁后，更换为新鲜完全培养基。
8. 待细胞贴壁后，将细胞培养瓶放入37°C CO₂培养箱中培养，待细胞贴壁后，更换为新鲜完全培养基。

**Incubation
Atmosphere**

37°C, 5% CO₂, 饱和湿度

Flask Coating

无需涂层

**Freezing
Procedure**

将细胞悬液转移到含有10 mL完全培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀。将细胞培养瓶放入37°C CO₂培养箱中培养，待细胞贴壁后，更换为新鲜完全培养基。

**Shipping
Conditions**

将细胞悬液转移到含有10 mL完全培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀。将细胞培养瓶放入37°C CO₂培养箱中培养，待细胞贴壁后，更换为新鲜完全培养基。

**Storage
Conditions**

将细胞悬液转移到含有10 mL完全培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀。将细胞培养瓶放入37°C CO₂培养箱中培养，待细胞贴壁后，更换为新鲜完全培养基。

HEK293T HROBMC01 | 300800

Sterility

本产品经过严格的无菌处理，确保细胞在运输过程中保持无菌状态。本产品适用于PCR、测序、转染、细胞培养等实验。