

Citation	LNCaP (Cytion 300265)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606

CellosaurusAccession CVCL_0395

XXXXXXXXXX XIXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LNCaP | 300265

**Thawing and
Culturing Cells**

1. 将细胞悬液缓慢加入含有培养基的细胞培养瓶中，轻轻混匀，将细胞培养瓶置于37°C CO₂培养箱中培养。
2. 将细胞培养瓶置于37°C CO₂培养箱中培养，待细胞贴壁后，将细胞培养瓶置于37°C CO₂培养箱中培养。
3. 将细胞培养瓶置于37°C CO₂培养箱中培养，待细胞贴壁后，将细胞培养瓶置于37°C CO₂培养箱中培养。
4. 将细胞培养瓶置于37°C CO₂培养箱中培养，待细胞贴壁后，将细胞培养瓶置于37°C CO₂培养箱中培养。
5. 将细胞培养瓶置于37°C CO₂培养箱中培养，待细胞贴壁后，将细胞培养瓶置于37°C CO₂培养箱中培养。
6. 将细胞培养瓶置于37°C CO₂培养箱中培养，待细胞贴壁后，将细胞培养瓶置于37°C CO₂培养箱中培养。
7. 将细胞培养瓶置于37°C CO₂培养箱中培养，待细胞贴壁后，将细胞培养瓶置于37°C CO₂培养箱中培养。
8. 将细胞培养瓶置于37°C CO₂培养箱中培养，待细胞贴壁后，将细胞培养瓶置于37°C CO₂培养箱中培养。

**Incubation
Atmosphere**

37°C, 5% CO₂, 饱和湿度

Flask Coating

无涂层

**Freezing
Procedure**

将细胞悬液加入含有冻存液的冻存管中，轻轻混匀，将冻存管置于-80°C冰箱中冻存。

**Shipping
Conditions**

将细胞悬液加入含有冻存液的冻存管中，轻轻混匀，将冻存管置于-80°C冰箱中冻存。

**Storage
Conditions**

将细胞悬液加入含有冻存液的冻存管中，轻轻混匀，将冻存管置于-80°C冰箱中冻存。

LNCaP | 300265

Sterility

本产品经过严格的无菌处理，不含任何细菌、真菌、支原体、病毒等污染物。本产品适用于PCR、qPCR、Western blot、流式细胞术等实验。

Product sheet

XXXX LNCaP | 300265

XXXXXX HLA

A*: '01:01:01, '02:01:01
B*: 08:01:01, 37:01:01
C*: '06:02:01, '07:01:01
DRB1*: '03:01:01, '10:01:01
DQA1*: '01:05:01, '05:01:01
DQB1*: '02:01:01, '05:01:01
DPB1*: '02:01:02G, '04:02:01G
E: 01:01:01