

Ba/F3 | 305224

Description									
	BALB/c		B	BA/F3		BaF3			
	Ba/F3	IL-3			Ba/F3	F3	Ba/F3	F3	IL-3
	BA/F3						CML	BCR-ABL	BA/F3
	BA/F3								

Organism									
Tissue									

Synonyms									
	BA/F3	BaF3	BAF3	Baf3					

Breed/Subspecies									
	C3H								

Morphology									
Cell type									
	B								

Growth properties									
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Citation									
	Ba/F3	Cytion	305224						

Biosafety level									
	1								

NCBI_TaxID									
	10090								

CellosaurusAccession									
	CVCL_0161								

Karyotype									
	Ba/F3			33%					

Ba/F3 | 305224

Culture Medium	RPMI 1640	2.0 mM	2.0 g/L NaHCO ₃	Cytion	820700a
-----------------------	-----------	--------	----------------------------	--------	---------

Supplements	5%	FBS	10 ng/mL	IL-3	
--------------------	----	-----	----------	------	--

Subculturing	⁵ /	5 × 10	3 × 10 ⁵	1 × 10 ⁶	/
---------------------	----------------	--------	---------------------	---------------------	---

Freeze medium		FBS + 10% DMSO		CM-1 Cytion	800100
----------------------	--	----------------	--	-------------	--------

Thawing and Culturing Cells	1.				
	2.		-150°C		3
	3.		37°C	40-60	
	4.			70%	
	5.		8	15	
	6.	300 x g	3		
	7.	10		T25	T25
	8.				

Incubation Atmosphere	37°C	5% CO ₂			
------------------------------	------	--------------------	--	--	--

Shipping Conditions					-78 °C
----------------------------	--	--	--	--	--------

Storage Conditions		-150	-196 °C		-80 °C
---------------------------	--	------	---------	--	--------

Ba/F3 | 305224

Sterility

PCR