

**FBS, Huyết thanh bò thai, Xuất xứ từ Hoa Kỳ, 50 ml | 83
1108**

Được nhập khẩu từ Hoa Kỳ, huyết thanh bò thai (FBS) đã qua quá trình lọc vô trùng này cung cấp một nền tảng ổn định cho các ứng dụng nuôi cấy tế bào. Mỗi lô sản phẩm đều trải qua quy trình kiểm tra chất lượng để đảm bảo vô trùng, không có mycoplasma và virus ở bò. Ngoài ra, mỗi lô sản phẩm đều được xác nhận về mặt sinh học để đảm bảo khả năng hỗ trợ sự phát triển của các dòng tế bào CHO và HEK293. Huyết thanh được đóng gói với các dung tích 50 mL và 500 mL. Giấy chứng nhận phân tích (CoA) dành riêng cho từng lô sản phẩm sẽ được cung cấp theo yêu cầu.

Thông số kỹ thuật sản phẩm	
Hình thức	Chất lỏng trong suốt màu hổ phách
Bảo quản và thời hạn sử dụng	Bảo quản ở nhiệt độ $\leq -15^{\circ}\text{C}$. Tránh các chu kỳ đông lạnh-rã đông lặp đi lặp lại. Nên chia thành các phần nhỏ để bảo quản. Sau khi mở nắp, bảo quản ở 4°C và sử dụng trong vòng 4-6 tuần.
Điều kiện vận chuyển	Đông lạnh (Đá khô)
Rã đông	Để qua đêm ở nhiệt độ từ $+2^{\circ}\text{C}$ đến $+8^{\circ}\text{C}$. Lắc nhẹ để hỗn hợp đồng nhất.