

FBS, Huyết thanh bò thai, nguồn gốc từ Nam Phi, 50 ml | 831110

Được chiết xuất từ nguồn bò ở Nam Mỹ, Huyết thanh Bò Thai nhi (FBS) đã qua quá trình lọc vô trùng này mang lại hiệu quả nuôi cấy tế bào ổn định. Trước khi đưa ra thị trường, mỗi lô sản phẩm đều được kiểm tra về độ vô trùng, vi khuẩn Mycoplasma và các loại virus ở bò. Hơn nữa, mỗi lô sản phẩm đều được đánh giá để xác minh khả năng hỗ trợ sự phát triển của các tế bào HEK293 và CHO. Huyết thanh có sẵn ở các dung tích 50 mL và 500 mL, và Giấy chứng nhận phân tích (CoA) dành riêng cho từng lô có thể được cung cấp theo yêu cầu.

Thông số kỹ thuật sản phẩm	
Hình thức	Chất lỏng màu hổ phách trong suốt
Bảo quản và thời hạn sử dụng	Bảo quản ở nhiệt độ $\leq -15^{\circ}\text{C}$. Tránh các chu kỳ đông lạnh-rã đông lặp đi lặp lại. Nên chuẩn bị các phần nhỏ. Sau khi mở nắp, bảo quản ở 4°C và sử dụng trong vòng 4-6 tuần.
Điều kiện vận chuyển	Đông lạnh (Đá khô)
Rã đông	Để qua đêm ở nhiệt độ từ $+2^{\circ}\text{C}$ đến $+8^{\circ}\text{C}$. Lắc nhẹ để hỗn hợp đồng nhất.